

Link do produktu: <https://ms.polhit.com/system-do-masazu-uciskowego-flowtron-hydroven-3-p-10215.html>



System do masażu uciskowego Flowtron Hydroven 3

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 056,91 zł

Opis produktu

Medyczny zestaw do nieinwazyjnego leczenia chorób układu krwionośnego i limfatycznego. Cena tego zestawu to mniej niż 50% ceny u polskiego dystrybutora tych urządzeń.

Rękaw Pneumatyczny - Flowtron® HYDROVEN T3, to nowoczesny produkt medyczny, będący praktycznym wdrożeniem koncepcji nieinwazyjnego leczenia w następujących przypadkach chorobowych:

- obrzęki limfatyczne kończyn górnych i dolnych spowodowane min. wycięciem węzłów chłonnych (np. po mastektomii)
- przewlekła niewydolność żylna
- żylaki
- owrzodzenie kończyn dolnych
- obrzęki spowodowane urazami sportowymi
- rehabilitacja po urazach i kontuzjach sportowych
- przykurcze

Oferowany zestaw wyprodukowany przez firmę Huntleigh Healthcare Ltd. -składa się z niewielkiej, bardzo cichej pompki powietrza oraz szczelnego, dwuwarstwowego - trzykomorowego - trzykomorowego mankietu na kończynę górną o standardowej długości 78 cm.

Mankiet Flowtron® HYDROVEN wyprodukowany jest z mocnego, bardzo trwałego i łatwego w utrzymaniu higieny materiału. Powietrze pompowane przez pompkę do mankietu, wywiera nacisk na kończynę co powoduje wyciśnięcie zastoinowej krwi i limfy. W następnym cyklu, kiedy nacisk na kończynę ustaje, następuje dopływ świeżej, utlenionej krwi.

Takie wymuszenie krążenie zapobiega powstawaniu zastojów żylnych i limfatycznych, a także pomaga w usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii.

MANKIET TRZYKOMOROWY jest skuteczniejszy od jednokomorowego, gdyż wypełnia się sekwencyjnie począwszy od odcinków dystalnych do proksymalnych, co jeszcze bardziej wspomaga przepływ krwi i limfy.

Nadmiar płynów zawartych w przestrzeniach śródmiąższowych w naturalny sposób powraca do naczyń limfatycznych, co zmniejsza obrzęki.

Terapia przerywanej kompresji pneumatycznej jest skuteczna w leczeniu owrzodzeń troficznnych kończyn, zmian żyłakowych oraz innych związanych z niewydolnością zastawek żylnych.

Kompresja pneumatyczna daje także efekt prostowania kończyny, co może być bardzo przydatne przy rehabilitacji pourazowej i w profilaktyce przykurczów.

Z kosmetycznego punktu widzenia, regularne stosowanie systemu Flowtron® HYDROVEN daje efekt wyszczuplający nóg oraz wspomaga zwalczanie cellulitis.

UWAGA:

- W razie potrzeby, można dokupić (nie na Moich Starociach) mankiety do kończyny dolnej.
- Pompka jest przystosowana do jednoczesnej obsługi dwóch mankiatów !!

-
- Masaż pneumatyczny powinien być przeprowadzany tylko po konsultacji z lekarzem, gdyż istnieją pewne przeciwwskazania do jego stosowania, tj:
 - stwierdzona lub domniemana zakrzepica żył głębokich
 - arterioskleroza (stwardnienie tętnic)
 - obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca